



Nyhet! En spray för både ögon- och sårtvätt

Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray

Spray för att rengöra och skölja bort **damm och smuts** ur ögon och sår. Spraya med ett avstånd på 10-15 cm från ögat eller såret. Sprayen ger ett mjukt vätskeflöde och har en total spoltid på 5 minuter, praktiskt för till exempel skrubbsår som behöver rengöras ordentligt. Sprayen kan användas flera gånger och är steril till sista droppen.

OBS! Produkten **ersätter inte ögondusch vid akuta ögonolyckor** (exempelvis vid stänk av frätande ämnen), men kan användas i steg 2 under transport till sjukhus efter initial sköljning.

Flaskans konstruktion gör att den kan användas i alla riktningar, även upp och nervänd. Den transparenta kapsylen har ett sigill som bryts vid första öppnandet. Flaskan kan förvaras både stående och liggande. Vätskan i sprayflaskan förvaras i en innerpåse isolerad från drivgasen och blandas därför inte med den. Innehåller 150 ml steril koksaltlösning, 0,9% NaCl. Miljövänlig drivgas.

Produktfördelar

- Kombinerad ögon- och sårtvätt
- Passar i Första Hjälp-stationen
- Kan användas flera gånger
- Steril till sista droppen

Bilder kan hämtas på www.firstaid.cederroth.com under Downloads



Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray

Hållbarhetstid 3 år från produktionsdatum. Rengör munstycket före användning genom att spraya kort i luften. Trycksatt flaska, ska inte utsättas för temperatur över 50°C. Får inte punkteras eller brännas. Innehåller 150 ml steril obuffrad koksaltlösning, 0,9% NaCl. Total spoltid 5 minuter.

150 ml/flaska
12 flaskor/SKU

Flaskans mått: H 16,2 cm x Ø 5,3 cm

REF 726000